

Mobile Säuglingswaage und Flachwaage für Kleinkinder in einem

seca

Präzision für die Gesundheit

seca 384

- + Immer passend: Säuglinge im Liegen wiegen und Kleinkinder im Stehen
- + Kompakt, robust und leicht: ideal für den mobilen Einsatz.
- + Hochwertige geeichte Säuglingswaage zum Einstiegspreis
- + Großer Funktionsumfang: TARA, HOLD und Breast-Milk-Intake-Funktion.
- + Mit Libelle und Nivellierfüßen für eine perfekt waagerechte Aufstellung



seca 384

Mobile Säuglingswaage und Flachwaage für Kleinkinder in einem



Wandelbar und robust – Säuglingswaage und Kinderwaage in einem

Mit einem Tastendruck lässt sich die Wiegemulde vom Unterstell lösen und aus einer Babywaage wird eine Personenwaage für Kleinkinder. So können Babys im Liegen gewogen werden und Kleinkinder, wie ihre großen Vorbilder, im Stehen. Die Verbindung ist dabei so sicher und belastbar, dass man die geeichte seca 385 an der Wiegemulde anheben und tragen kann.



Leicht und mobil — ein idealer Begleiter

Die abnehmbare Wiegemulde und das leichte Gewicht machen die kompakte Babywaage zu einem idealen Begleiter z.B. für Hebammen auf Hausbesuch. Mit einer Batteriekapazität von rund 10.000 Wägungen ist die Waage unabhängig von der Stromversorgung an jedem Ort einsatzbereit.



Eichklasse	III
Tragkraft	20 kg
Teilung	10 g < 10 kg > 20 g
Maße (BxHxT)	552 × 164 × 364 mm
Maße Wiegefläche (BxHxT)	525 × 87 × 250 mm
Maße Plattform (BxHxT)	280 × 77 × 235 mm
Eigengewicht	2,8 kg
Stromversorgung	Batterien
Funktionen	TARA, HOLD, Abschaltautomatik, BMIF
Zubehör	+ Rollwagen seca 402 + Rollwagen mit Schublade seca 403 + Rucksack seca 409 + Tragetasche seca 413 + Tragetasche seca 414 + Rucksack seca 431
Medical Device Regulation (MDR) zertifiziert	

Qualität, die sich auszahlt

Neben der hohen Verarbeitungsqualität und Belastbarkeit besitzt die Säuglingswaage verschiedene praktische Funktionen. Zum Beispiel die Breast-Milk-Intake-Funktion, die die vom Säugling aufgenommene Milchmenge ermittelt, indem die Säuglingswaage die Differenz zwischen dem Gewicht vor und nach der Nahrungsaufnahme errechnet. Damit eignet sich die Waage auch hervorragend für Eltern, die die Entwicklung ihres Kindes nach der Geburt Zuhause kontrollieren möchten.